Zeemann Effekt

Connor Magnus Böckmann email: connormagnus.boeckmann@tu-dortmund.de

 $\label{tim:theissel} Tim\ The is sel \\ email: tim.the is sel @tu-dort mund.de$

19. Mai 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Einl	eitung	3	
2	The	eorie	3	
	2.1	Magnetisches Moment und die Drehimpulse des Elektrons	3	
	2.2	Spin-Bahn-Kopplung und Wechselwirkung der Drehimpulse	4	
		2.2.1 Der Mechanismus der LS-Kopplung	4	
		2.2.2 jj-Kopplung	4	
	2.3	Die Energieniveauaufspaltung unter Einfluss eines homogenen Magnetfelds	5	
	2.4	Übersicht über die Auswahlregeln für optische Übergänge	6	
		2.4.1 Auswahlregel für die magnetische Quantenzahl	6	
	2.5	Der Zeeman Effekt	6	
		2.5.1 Der normale Zeeman Effekt	7	
		2.5.2 Anormaler Zeeman Effekt	8	
	2.6	Die Lummer-Gehrcke-Platte	8	
3	Der	Versuchsaufbau	9	
4	4 Vorbereitungsaufgaben		10	
5	Aus 5.1	wertung Eichung des Elektromagneten	10 10	

1 Einleitung

Das Ziel dieses Versuches ist es, die Polarisation von Spektrallinien und ihre Auspaltung bei Atomen mit besonderem Augenmerk auf den Zeeman-Effekt zu untersuchen.

2 Theorie

Zur Erklärung des Zeeman-Effekt der Atomphysik, welcher für die Aufspaltung der Spektrallinien eines Atoms führt, muss zuerst die Entartung der Energieniveaus auf Grund eines Magnetfeldes verstanden werden. Hierzu werden zuerst Energieniveaus und ihre physikalische Bedeutung erklärt. Hierzu ist ein Verständnis der im Atom wirkenden Drehmomente, magnetische Momente und der Einfluss des Spins von Nöten. Im Anschluss daran werden die Energieniveauübergänge mit den entsprechenden Auswahlregeln erläutert und der titelgebende Zeeman-Effekt schlussendlich verstanden werden kann. Wichtige Bestandteile für die praktische Umsetzung des Versuchs wie die verwendete Lummer-Gehrcke-Platte werden im Anschluss daran erläutert und ihre Funktionsweise erklärt.

2.1 Magnetisches Moment und die Drehimpulse des Elektrons

Die Drehimpulse eines jeden Hüllenelektrons eines Atoms bestehen aus dem Eigendrehimpuls \vec{s} , auch Spin genannt, und dem Bahndrehimpuls \vec{l} . Diese Drehimpulse stehen in ihren Beträgen in direkter Abhängigkeit zu der Quantenzahlen des Spins s und der Nebenquantenzahl l. Die Spinquantenzahl s ist abhängig vom Spin des Teilchens. In diesem Fall handelt es sich um ein Elektron, weshalb sie die Werte $s=\pm\frac{1}{2}$ annehmen kann. Die Nebenquantenzahl l hingegen ist aussschliesslich abhängig von der Hauptquantenzahl n und ergibt sich zu $0 \le l \le n-1$. Somit nehmen die Beträge des Bahndrehimpulses und des Spins diese Werte an.

$$|\vec{l}| = h \cdot \sqrt{l(l+1)} \tag{1}$$

$$|\vec{s}| = h \cdot \sqrt{s(s+1)} \tag{2}$$

Diesen Drehimpulsen lässt sich ein magnetisches Moment zuordnen, da das Elektron ein geladenes Teilchen ist. Die Ladung des Elektrons entspricht der Elementarladung e_0 . Nun kann das Bohrsche Magneton $\mu_B = -\frac{1}{2}\frac{\hbar}{m_0}e_0$ herangezogen werden, um die Zuordnung des magnetischen Moments der Drehimpulse zu vollziehen.

$$\vec{\mu_s} = -g_s \cdot \frac{\mu_b \cdot \vec{s}}{\hbar} = -g_s \mu_B \sqrt{s(s+1)} \cdot \vec{s_e}$$
(3)

$$\vec{\mu_l} = -\frac{\mu_b \cdot \vec{l}}{\hbar} = -\mu_B \sqrt{l(l+1)} \cdot \vec{l_e} \tag{4}$$

Bei den Vektoren $\vec{l_e}$ und $\vec{s_e}$ handelt es sich um die Einheitsvektoren in die Richtung der Drehmomente. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Lande-Faktor g_s bei der Bestimmung

des magnetischen Moments des Spins. Für das hier betrachtete Elektron beträgt dieser Faktor ungefähr $g_s \approx 2$. Bei dem Lande-Faktor handelt es sich um eine quantenmechanische Korrektur und stellt den Quotient aus tatsächlich gemessenem magnetischem Moment und dem klassisch zu erwartenden magnetischen Moment dar für ein gegebenes Drehmoment. Dieser Faktor existiert theoretisch also auch für die Berechnung des magnetischen Moments beim Bahndrehimpuls. Dort stimmen aber der tatsächlich gemessene Wert und der Erwartungswert nach der klassischen Physik überein, also gilt $q_l = 1$.

2.2 Spin-Bahn-Kopplung und Wechselwirkung der Drehimpulse

Der Spin eines Elektrons und der Bahndrehimpuls koppeln aneinander. Es findet also eine ständige Wechselwirkung zwischen diesen Drehimpulsen statt. Da diese Wechselwirkung sich in Mehrelektronatomen nur auf komplizierte Art und Weise erklären lässt, sollen im folgenden nur zwei passende Grenzfälle betrachtet werden. Dabei handelt es sich um den Fall besonders hoher Ordnungzahlen und den Fall für besonders niedrige Ordnungszahlen.

2.2.1 Der Mechanismus der LS-Kopplung

Die LS-Kopplung stellt den Grenzfall für Atome niedriger Ordnungszahl dar, also für leichte Atome. Besonders interessant ist dabei die Möglichkeit die Wechselwirkung auf die Wechselwirkung zwischen den Hüllenelektronen zu reduzieren. Die Näherung erlaubt das Zusammenfassen der einzelnen Drehimpulse zu einem einzigen Drehimpuls

$$\vec{L} = \sum_{i}^{n} \vec{l_i}, \qquad |\vec{L}| = \hbar \cdot \sqrt{L(L+1)}$$
 (5)

$$\vec{L} = \sum_{i}^{n} \vec{l_i}, \qquad |\vec{L}| = \hbar \cdot \sqrt{L(L+1)}$$

$$\vec{S} = \sum_{i}^{n} \vec{s_i}, \qquad |\vec{S}| = \hbar \cdot \sqrt{S(S+1)}.$$

$$(5)$$

Dabei ergibt sich \vec{L} immer zu einem ganzzahligen Wert, wohingegen durch die halbzahligen Spins der Wert für \vec{S} auch halbzahlige Werte annehmen kann. Nun kann aus Drehimpulsen der Gesamtdrehimpuls und dessen Betrag berechnet werden.

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}, \qquad |\vec{J}| = \hbar \cdot \sqrt{J(J+1)}$$
 (7)

Diese Addition zu einem Gesamtdrehimpuls nennt sich LS-Kopplung, beziehungsweise Russel-Sanders-Kopplung,

2.2.2 jj-Kopplung

Der Grenzfall, welcher hier betrachtet wird, geht von sehr schweren Atomen aus, also Atomen mit hohen Ordnungszahlen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Wechselwirkungen zwischen Elektronen der Hülle gering sind, da diese Hülle groSS ist. Stattdessen liegt der Fokus auf der Wechselwirkung zwischen Spin und Bahndrehimpuls der einzelnen Elektronen. Es kann für jedes Elektron ein Gesamtdrehimpuls

$$\vec{J_i} = \vec{l_i} + \vec{s_i} \tag{8}$$

angegeben werden, welche sich zum Gesamtdrehimpuls der Atomhülle summieren.

$$\vec{J} = \sum_{i}^{n} \vec{j_i} \tag{9}$$

2.3 Die Energieniveauaufspaltung unter Einfluss eines homogenen Magnetfelds

Hier wird nun das magnetische Moment $\vec{\mu_j}$ des Gesamtdrehimpulses \vec{J} berechnet. Dieses bedarf im Vergleich zu den magnetischen Momenten des Spins und des Bahndrehimpulses etwas mehr Aufwand.

Die erste Annahme, die hierzu getroffen wird, ist die einer Summation der magnetischen Momente von Bahndrehimpuls und Spin:

$$\vec{\mu_J} = \vec{\mu_L} + \vec{\mu_S}. \tag{10}$$

Dieser Ausgangspunkt berücksichtigt nun aber nicht, dass die Richtungen von $\vec{\mu}$ und \vec{J} nicht zusammen fallen, weshalb eine Aufteilung in eine senkrechte Komponente μ_{\perp} und eine parallele Komponente μ_{\parallel} benötigt wird. Diese Bezeichnungen über Orthogonalität und Parallelität beziehen sich auf den Gesamtdrehimpuls \vec{J} . Durch quantenmechanische Einflüsse verschwindet hier die senkrechte Komponente, so dass sich für den Betrag

$$|\vec{\mu_J}| = \sqrt{J(J+1)} \cdot g_J \cdot \mu_B \tag{11}$$

ergibt. Der Lande-Faktor g_J ist für diesen Fall

$$g_J = \frac{3J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}. (12)$$

Nun sorgt die Richtungsquantelung, welche durch das äuSSere Magnetfeld hervorgerufen wird, dafür, dass der Winkel zwischen $\vec{\mu_J}$ und \vec{B} durch ein Vielfaches des oben beschriebenen Bohrschen Magnetons beschrieben wird. Für die wichtige z-Komponente parallel zum Magnetfeld gilt:

$$\mu_{J_z} = -m \cdot g_j \cdot \mu_B, \qquad -J \le m \le J. \tag{13}$$

Das dort verwendete Zeichen m nennt sich Orientierungsquantenzahl und nimmt ganzzahlige Werte von J an. Dem System wird durch das äuSSere Magnetfeld also Energie hinzugefügt.

$$E_{mag} = -\vec{\mu_J} \cdot \vec{B} = m \cdot g_J \mu_B \cdot B \tag{14}$$

Daher ergeben sich äuquidistante Energieniveaus, in welche aufgespaltet wird. Es handelt sich hierbei um 2J + 1.




Abbildung 1: Energieaufspaltung für einen Gesamtdrehimpuls J=2

2.4 Übersicht über die Auswahlregeln für optische Übergänge

Als optische Übergänge werden Übergänge zwischen Energieniveaus genannt, bei denen ein Photon abgestrahlt oder aufgenommen wird. Jedoch gibt es Auswahlregeln, welche festlegen, welche Übergänge tatsächlich möglich sind. Entscheidende Kriterien sind dabei Symmetrieregeln, Energieerhaltung und Drehimpulserhaltung.

2.4.1 Auswahlregel für die magnetische Quantenzahl

Für polarisiertes Licht gilt die Auswahlregel der magnetischen Quantenzahl m. Sowohl der Fall der Absorption, als auch der Emission wird durch diese Auswahlregel abgedeckt. Bei einem Übergang von E_i nach E_k gilt im allgemeinen $\Delta m = m_i - m_k$, wobei die Auswahlregel vorhersagt, dass für zirkular polarisiertes Licht $\Delta m = \pm 1$ ist, wohingegen $\Delta m = 0$ ist, sollte das Licht linear polarisiert ist. Entscheidend hierfü ist die Drehimpulserhaltung des Atom-Photon-Systems. Zirkular polarisiertes Licht hat einen Drehimpuls des Photons von $\pm \hbar$, wodurch sich bei der Absorption der Gesamtdrehimpuls des Atoms ändert. Das linear polarisierte Licht ist dagegen eine Überlagerung aus beiden Drehrichtungen des zirkularen Lichts, auch σ^+ und σ^- genannt. Der Photonendrehimpuls ist dementsprechend Null, weshalb kein Drehimpuls an das Atom abgegeben wird. Die magnetische Orientierungsquantenzahl m ändert sich also nicht.

Das eben beschriebene σ^{\pm} -Licht kann sowohl in transversaler, als auch in longitudinaler Richtung zum Magnetfeld beobachtet werden, wohingegen das linear polarisierte π -Licht nur in transversaler Richtung beobachtet werden kann. Mit Hilfe von Filtern kann das Licht in bestimmte Teile bestimmter Polarisation zerlegt werden.

2.5 Der Zeeman Effekt

Der Zeeman Effekt erklärt die Aufspaltung von Spektrallinien eines Atoms unter Einfluss eines äuSSeren Magnetfelds. Dabei wird unterschieden zwischen dem normalen und dem anormalen Zeeman Effekt. Die Bezeichnung hat dabei historische Gründe. Im folgenden Abschnitt soll auf beide Arten des Zeeman Effekts eingegangen werden.

2.5.1 Der normale Zeeman Effekt

Eine anfängliche Vorraussetzung fü die Existenz des normalen Zeeman Effekts ist ein Spin von S=0, wodurch sich der Lande-Faktor zu $g_s=1$ ergibt. Außerdem entfällt die Abhängigkeit von J und L. Die Verschiebung der verschiedenen Energieniveaus ergibt sich dadurch zu $\Delta E=m\mu_B B$. Die Aufspaltung ist dabei ebenfalls äquidistant und es bilden sich 2J+1-Unterniveaus.




Abbildung 2: Zeeman Effekt bei $\Delta m = 0, \pm 1$

Schematisch lässt sich die Aufspaltung darstellen wie in Abbildung 2. Hierbei ergeben sich drei Spektrallinien mit den Werten $\Delta=0,\pm 1$. Bei der Beobachtung ist hier definitiv die Beobachtungsrichtung. So ist in Transversalrichtung alle drei Spektrallinien des Zeeman-Tripletts zu sehen, wobei in longitudinaler Richtung nur die σ^{\pm} -Linien sichtbar sind.




Abbildung 3: Schema der Aufspaltung der Spektrallinien abhängig von der Betrachtungsrichtung

2.5.2 Anormaler Zeeman Effekt

Der Spin wird beim anormalen Zeeman Effekt nun auch berücksichtigt. Dieser deckt also den Fall für $S \neq 0$ ab. Dadurch wird auch die Energiedifferenz abhängig vom Spin. Der Lande-Faktor ist nun nicht mehr $g_s = 1$. Es ergeben sich deutlich mehr Spektrallinien nach

$$\Delta E = E_i - E_k = \Delta E_{mag}(g_{lJ}),\tag{15}$$

welches die Energiedifferenz ΔE bestimmt. Allgemein wird das Spektrum deutlich linienreicher.




Abbildung 4: Linienschema des anormalen Zeeman Effekts am Beispiel eines Na-Atoms

2.6 Die Lummer-Gehrcke-Platte

Im Versuch wird ein Spektrometer namens Lummer-Gehrcke-Platte verwendet. Dieses optische Element ermöglicht die Darstellung der Spektrallinien mit höherer Auflösung. Dazu wird die Interferenz an planparallelen Platten ausgenutzt.

Wie in Abbildung 5 dargestellt, fällt der Lichtstrahl durch ein Prisma in die Lummer-Gehrcke-Platte. Dabei wird das Licht im Inneren des Elements an den parallelen Flächen reflektiert, wobei ein kleiner Teil transmittiert. Die so transmittierten Strahlen können nun mit einander interferieren. Dieser Umstand führt zu konstruktiver Interferenz, wenn die Strahlen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge als Gangunterschied haben.




Abbildung 5: Darstellung und Funktionsweise der Lummer-Gehrcke-Platte

Die Wellenlänge ändert sich nun beim Einschalten eines Magnetfelds um $\delta\lambda$. Es verschieben sich die Interferenzstreifen umd δs . Die Änderung der Wellenlänge ergibt sich dann zu

$$\delta\lambda = \frac{\delta s \cdot \Delta\lambda_D}{2\Delta s}.\tag{16}$$

Die maximale Wellenlängendifferenz $\Delta \lambda_D$ gibt an wie groSS die Differenz höchstens sein kann ohne das eine Überlagerung auftritt.

Dementsprechend entspricht das Dispersionsgebiet

$$\Delta \lambda_D = \frac{\lambda^2}{2d\sqrt{n^2 - 1}}. (17)$$

Dabei handelt es sich bei dem Formelzeichen n um den Brechungsindex. Unter Betracht dessen resultiert das in einem Auflösungsvermögen A der Lummer-Gehrcke-Platte der Länge L von

$$A = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = (n^2 - 1) \cdot \frac{L}{\lambda}.$$
 (18)

3 Der Versuchsaufbau

Der Aufbau des Versuch ist schematisch in Abbildung 6 dargestellt.

Eine Cadmiumlampe wird zwischen den Polschuhen eines Elektromagneten angebracht, um die Beobachtung des normalen und des anormalen Zeeman Effekts möglich zu machen. Das Licht der Lampe wird durch ein System von Linsen gebündelt und in ein Gradsichtprisma geleitet. Das Gradsichtprisma zerlegt den Lichtstrahl in seine verschiedenen Spektrallinien, verändert aber die Ausbreitungsrichtung des Strahls nicht. Ein Polarisationsfilter sortiert nach Polarisation. Außerdem sorgt ein Spalt für einheitliche Wellenlängen. Dieser nach Wellenlänge und Polarisation gereinigte Strahl wird nun auf das Eingangsprisma der Lummer-Gehrcke-Platte gelenkt. Es zigt sich ein Interefrensmuster, welches zu guterletzt mit einer Digitalkamera abgebildet werden kann.




Abbildung 6: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus

4 Die Durchführung

Zu Beginn des Versuchs muss zur Eichung das Magnetfeld mit Hilfe eines Hall-Messgerätes bei verschiedenen Strömen gemessen werden.

Nun wird das Magnetfeld auf die rote oder die blaue Spektrallinie eingestellt. Nun müssen alle Elemente des Aufbaus eingestellt werden, so dass sich ein scharfes Bild ergibt. Dabei sollte an der Seite, an der die Lampe ist, begonnen werden.

Es wird die Messung der blauen Linie begonnen. Der Polarisationsfilter muss dazu auf 0° eingestellt werden. So kann der σ -Übergang betrachtet werden. Nun wird der Filter auf 90° verstellt und der π -Übergang beobachtet.

Analog dazu wird nach Beenden der Messreihe die rote Linie untersucht.

5 Vorbereitungsaufgaben

6 Auswertung

6.1 Eichung des Elektromagneten

Für die Eichung des Elektromagneten wird eine Hallsonde verwendet. Diese wird mithilfe eines Stativs zwischen die Polschuhe des Elektromagneten gebracht. Nun wird das Magnetfeld in Abhängigkeit von der Stromstärke gemessen. Die Ergebnisse dieser Messung sind in ? zu sehen und noch einmal in ? graphisch dargestellt. Diese graphische Darstellung ist erweitert um eine lineare Regression der Form:

$$B(I) = m * I + b. \tag{19}$$

Diese lineare Regression wurde mit Python durchgeführt. Dabei entstehen folgende Werte für die Parameter m und b

$$m = 12 \,\mathrm{mT/A}$$
 (20)
 $m = 12 \,\mathrm{mT}$ (21)